


Support de visière (polypropylène)



Visière (acétate de cellulose)

Les 2 éléments qui composent cette visière sont:  
1 support de visière 1 visière transparente

..

Cette visière est réutilisable

..

Procéder à la désinfection après chaque utilisation, grâce à une lingette ou un produit désinfectant prévu à cet effet.

..

Grâce à un système astucieux, le support de visière permet l'adaptabilité à tous les contours de tête (enfants comme adultes).

..

La composition de la visière en acétate de cellulose réduit la fatigue des yeux.

..

Un anti buée naturel grâce à la distance (52 mm) entre la visière, la bouche et le nez.

..

Grâce à sa maniabilité, vous pourrez faire pivoter la visière sur le haut de la tête, pour les moments où vous aurez à vous laver le visage ou manger par exemple.